

DeLaval Zellzahlmessgerät DCC

Zu jedem Zeitpunkt aktuelle Daten zur Eutergesundheit



Mit dem Zellzahlmessgerät DCC optimale Ergebnisse

DeLaval Zellzahlmessgerät DCC

DCC weist den Weg zur profitableren Milchproduktion. Mit dem DCC Herdenmanagement-Tool können Sie die Anzahl der somatischen Zellen einer einzelnen Kuh, einem Euterviertel oder im ganzen Tank direkt auf dem Hof in weniger als einer Minute messen und protokollieren. Mit dem DCC wissen Sie zu jedem Zeitpunkt genau über die Eutergesundheit in Ihrer Herde Bescheid. Dank zeitnaher Informationen können Sie proaktiv eingreifen und erhalten mehr Kontrolle über die Leistung Ihrer Herde. Durch die tägliche Überwachung der Gesamtzellzahl im Tank und der Trends wissen Sie immer genau, wie gesund Ihre Herde ist. Das ist auch für die Zukunftsplanung wichtig.

Technische Daten

- Größe (W x T x H): 235 x 236 x 249 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- Messbereich: 10.000 bis 4.000.000 somatische Zellen/ml
- Betriebstemperatur: +10 bis +40 °C
- Lagerungstemperatur: -20 bis +70 °C
- Feuchtigkeit: 10 % bis 85 % RH
- Milchprobenvolumen: Ca. 60 µl in der Kassette
- Messvolumen: Ca. 1 µl im Messfenster der Kassette
- Wiederholgenauigkeit: 12 % bei 100.000 Zellen/ml, 8 % bei 400.000 Zellen/ml, 7 % bei 1.000.000 Zellen/ml



Mit DCC behalten Sie den Überblick über die Eutergesundheit in allen Herden: Kühe, Schafe und Ziegen gleichermaßen

