

# Tri-Fender™

## Erinomainen jodipohjainen vedinkastoaine VMS-käyttöön



Artno	Koko	
741 006 620	Tri-Fender™	10L
741 006 621	Tri-Fender™	20L
741 006 622	Tri-Fender™	60L
741 006 623	Tri-Fender™	200L

- Tehokas bakteerien tappaja
- Tehokas vedinten pehmentäjä
- Erinomainen suihkutettavuus ja täydellinen yhteensopivuus VMS-suihkutusjärjestelmän kanssa

Tri-Fender™ on täysin uudentyypinen jodipohjainen vedinkastoaine, jossa yhdistyvät erinomaiset ihonhoito-ominaisuudet ja erinomainen vedinten desinfiointi. Tri-Fender™ on hyvin tasapainoinen tuote, jolla on vakaa vapaan jodin määrä, nopea ja pitkäkestoinen desinfiointivaikutus sekä erittäin hyvin pehmentävä kosmeettinen vaikutus. Aineen pH on lähellä vetimen omaa pH-tasoa.

### Tri-Fender™ VMS-käytössä

Tri-Fender™ on suunniteltu toimimaan täydellisesti VMS-järjestelmässä. Se toimii täydellisesti VMS:n suihkutussuoritusjärjestelmässä levittäen vetimen päälle täydellisen suojaavan kerroksen Tri-Fender™ – vedinkastoainetta. Tri-Fender™ – vedinkastoaine on testattu ja hyväksytty käytettäväksi VMS:n suihkutussuoritusjärjestelmässä. Tri-Fender™ – vedinkastoaineella ei ole vaikutusta VMS:n herkkiin osiin eikä se vaikuta laitteiden käyttöikänsä.

### Ihonhoito

- Ihoa tasapainottavia ja pehmentäviä aineita – vetimen ihoa hoitava vaikutus
- pH lähellä vetimen ihon pH:ta – vetimen iho ei kuivu
- Ihoa hoitavat aineet toimivat jodin kantajana – vetimen iho kosteutuu uudelleen ja uudelleen
- Tätä teknologiaa kutsutaan ACT-tekniikaksi – Advanced Conditioning Technology.

### Viskositeetti

- Kevyt neste – helppo suihkuttaa ja kastaa
- Erinomainen peittävyys – desinfioi jopa pienten poimujen ja ryppyjen sisältä

### Desinfiointi

- Kehittynyt joditeknologia ja I-tech = Patentoitu vapaan jodin teknologia – Desinfioi vetimen tehokkaasti, mutta lempeästi
- Optimaalinen aktiivisen jodin määrä – nopea ja laaja desinfiointi
- Korkea vapaan jodin määrä – varma desinfiointivaikutus kestää pitkään

### Tutkimukset ja patentit

- Tutkimukset ja käytännön testit pitkäkestoisia – turvalliset ja luotettavat tulokset
- DeLaval omistaa maailmanlaajuisesti patentin ACT-teknologialle – Ainutlaatuinen tekniikka, jonka kopiointi on mahdotonta

### Käytännössä

- Suihkutettava vedinkastoaine – hyväksytty VMS-käyttöön
- Puhdas tuoksu – miedosti haistettavissa
- Pakkasen kestävä – ominaisuudet toimivat jälleen sulatuksen jälkeen
- Tri-Fender™ on käyttövalmis suihkutettava tai kastettava vedinkastoaine

### Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa, suoralta auringonvalolta suojattuna ja poissa lasten ulottuvilta. Jos tuote jäätyy, sulata huoneenlämmössä ja sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Tekniset tiedot	
Käytettävissä olevan jodin määrä	2500ppm
pH-arvo	5-6