


Robotics teat cleaner

DeLaval robotics teat cleaner is een geconcentreerde vloeibare zeep voor het voorbehandelsysteem in automatische melksystemen en speciaal aangepast voor het DeLaval PureFlow™ systeem van de VMS V300 series.

- Milde uierzeep voor verbeterde speenreiniging voor het melken
- Geconcentreerde formulering voor automatische speenreinigingssystemen, specifiek VMS V300 series
- Eenvoudig in gebruik en vriendelijk voor de huid

Robotics teat cleaner



Een geconcentreerde en eenvoudig toe te passen milde uierzeep voor verbeterde speenreiniging. Voor gebruik in automatische speenreinigingssystemen en speciaal ontwikkeld voor het DeLaval PureFlow™ systeem van de VMS V300 series.

Producttype	Geconcentreerde voorbehandel uierzeep
Gebruiksaanwijzing voor DeLaval VMS (V300 series)	0,5% dosering (=5ml van DeLaval robotics teat cleaner per 1 liter water). Gebruik het bijpassende doseersysteem voor toepassing in het DeLaval PureFlow™ voorbehandelsysteem, waarmee een voorbehandelzeep kan worden gedoseerd voor verbeterde speenreiniging. Stel de pomp in op een dosering van 0,5%. Zorg ervoor dat minimaal 1 liter water per voorbehandeling wordt gebruikt voor een effectieve speenreiniging.
Gebruiksaanwijzing met overige automatische dosering:	0,5% dosering, doseer 5 ml DeLaval robotics teat cleaner per 1 liter water.
Product	Lichtgele vloeistof
pH	3 - 3,7
Verpakking	Beschikbaar in 60 en 200 liter
Opslaginstructies	Rechtup in originele gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van direct licht, hoge temperaturen en vorst. Indien bevroren, ontdooien in een warme ruimte en goed mengen voor gebruik.
Houdbaarheid	12 maanden na productie