

DeLaval Extra – desinfektionsmedel



Art nr

92050251	20 liter
92050254	60 liter

DeLaval Extra – desinfektionsmedel

DeLaval Extra är ett klorbaserat desinfektionsmedel avsett för professionell användning inom mjölkproduktion. Produkten används för kemisk desinfektion av mjölknings- och mjölkhanteringsutrustning i enlighet med gällande instruktioner och rekommenderad dosering.

DeLaval Extra är utvecklat för att bidra till reduktion av mikrobiologisk belastning i system där kemisk desinfektion används. Desinfektion utgör en integrerad del av CIP processen och ska alltid föregås av korrekt rengöring. Klorbaserade lösningar verkar via aktivt klor som bryts ned över tid och påverkas av smutsbelastning. DeLaval Extra ska användas i enlighet med gällande

säkerhetsanvisningar och lokala regler för hantering av biocider. Produkten är inte avsedd att ersätta termisk desinfektion eller andra primära desinfektionsmetoder, där sådana används. Användning ska alltid ske enligt officiella rekommendationer och gällande produktdokumentation.

Produkten är utvecklad för att upprätthålla desinfektionseffektivitet även vid mjölkbelastade förhållanden.

Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid produktinformationen och säkerhetsanvisningarna före användning.

Dosering och användning

- Se etikett för rekommenderad dosering
- Anpassas efter system och vattenförhållanden
- Anpassas utifrån aktuell anläggning och driftsförhållanden

När används DeLaval Extra?

- När en kemisk lösning med desinficerande effekt behövs.
- I anläggningar utan termisk desinfektion.
- När andra desinfektionslösningar inte är tillgängliga.
- Vid specifika kundförfrågningar om diskmedel med desinficerande effekt.

När används inte DeLaval Extra?

- Som ersättning för separat desinfektion.
- Som standardval i alla CIP processer.
- När befintliga rengörings- och desinfektionslösningar redan täcker behovet.

OBS! DeLaval Extra är avsett som ett kontrollerat alternativ, inte som primär eller förvald lösning. Korrekt rengöring ska alltid föregå all desinfektion.

Produkten är avsedd för desinfektion och ersätter inte rengöring.

TEKNISKA DATA

Utseende	Klar vätska
Färg	Ljusgul
Relativ densitet	1,129 g/ml ± 0,01
Innehåll, grund	Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid
pH (1% lösning)	12,50 ± 0,5
Hållbarhet	9 månader från produktionsdatum, (se förpackning)

Tekniska egenskaper

- Klorbaserad alkalisk formulering (Na/K)
- Innehåller komplexbildare som motverkar kalkbildning
- Dispergerande komponenter minskar beläggningar och smutspåverkan
- Utvecklad för stabil desinfektion i mjölkbelastade system

Förvaring

Får ej frysas. Om produkten fryser, låt den tina i rumstemperatur och skaka för att återställa sammansättningen. Förvaras skyddad från direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn. Oanvänd produkt, avfallsmaterial samt tomma dunkar ska kasseras på korrekt sätt.

Hållbarhet

Produkten bör förbrukas inom 9 månader från tillverkningsdatum.

Se märkning på förpackningen.

Viktigt!

Läs etiketten och produktinformationen noga före användning. Kontakta din DeLaval-representant om du har frågor kring hur produkten ska användas.

**Original benämning på produktens etikett och säkerhetsdatablad:**

DeLaval Extra liquid alkaline disinfectant